

INSTRUKTION

Så här tar du ett avföringsprov f-hb

Samla upp avföring på ett toalettpapper eller i ett rent engångskärl.




Bild 1




Bild 2



Bild 3

Bild 1: Öppna burken som innehåller vätskan. Ta avföringsprovet med pinnen som sitter i korken, Stick ner och rotera pinnen på olika ställen i avföringen så att fårorna i änden av pinnen fylls.

Bild 2: Torka bort överskott av avföring. Mängden avföringsprov är tillräcklig när båda fårorna i pinnens ände är fyllda. En större mängd prov försvårar testets utförande.

Bild 3: Sätt tillbaka korken med pinnen i burken och skruva fast den. Skaka därefter burken.

Skicka burken till laboratoriet för undersökning så fort som möjligt. Provet bör undersökas inom en vecka efter provtagningen. Burken kan efter provtagning förvaras i kylskåp (2–8° C) eller i rumstemperatur.

Vätskan får inte hällas ut och inte heller spädas på med vatten som den spillts ut. Vätskan får inte förtäras, innehåller konserveringsämne $\text{NaN}_3 < 0,1 \%$. Kvinnor i fertil ålder bör inte ta dessa prover under sin menstruation. Om flera avföringsprov behövs ska de tas på olika dagar.

